


# Individualūs protezavimo sprendimai



Šiuolaikiškas implantų protezavimas yra neatsiejamas nuo individualių detalių panaudojimo. Technologinė pažanga dabar jau leidžia pacientams pasiūlyti individualias frezuotas protezavimo atramas (titanines, cirkonines ir hibridines) bei tiesiogiai prie implantų prisukamus protezų karkasus.



Individualių atramų modeliavimas



Titaninės frezuotos atramos

## Individualių protezavimo atramų pranašumai

- Garantuojamas cemento pertekliaus pašalinimas
- Atkartojama nušlifluoto danties forma
- Atrama yra vientisa, tiksliai išfrezuota, neribojamo aukščio
- Biosuderinamos medžiagos (cirkonis ir titanas)
- Nereikalingas liejimas ir specialios liejimo detalės



## Frezuotų prisukamų karkasų ir sijų pranašumai

- Pasyvus tikimas, nėra papildomos įtampos prisukus
- Titanas, Cr-Co, cirkonis
- Titaninės sijos gali būti frezuojamos su įvairiausiais užraktais
- Prisukami tiesiogiai prie implantų arba atramų
- Lengvi titaniniai karkasai hibridiniams protezams
- Galima iki 20° pakeisti implanto kryptį





Titaninis prisukamas karkasas hibridiniam protezui



Cr-Co prisukamas metalo keramikos karkasas

**Galima dirbti su visomis Lietuvoje parduodamomis implantų sistemomis**



ir kt.

Taip pat galima rinktis frezuojamus cementuojamus karkasus ant dantų ir implantų.



UAB „Dental tech“  
Polocko 21/Žvirgždyno 1, Vilnius  
[www.dentaltech.lt](http://www.dentaltech.lt)  
Tel. : 8616 19408, 8687 72840, 8600 19251  
[info@dentaltech.lt](mailto:info@dentaltech.lt)