



1. Išardomas modelis su kietų arba minkštų dantų imitacija ir pažymėtu dantų kontūru
2. Antagonistų modelis
3. Užsakymo lapas su atramos laiptelio pozicija bukaliai, lingvaliai, mezialiai ir distaliai nuo pažymėtos dantų ribos (pvz. bukaliai 1 mm po dantenomis, mezialiai – ties dantų riba ir t.t.)

Detalesnė informacija ir užsakymas telefonu arba elektroniniu paštu: 8687 72840, 8686 74955, 8616 19408
www.dentaltech.lt, info@dentaltech.lt